

血管/腸管 縫合・吻合トレーニング

個人トレーニング、医局内研修等でご活用ください


NEWLY
ESTABLISHED

研修医、学生さんも利用できます

詳細案内





血管縫合・吻合、バイパス、シャント



配備物品 縫合吻合シミュレーター(心拍動可能)、静脈モデル、ディスポメス、グラフトモデル、持針器、鑷子、剪刀、縫合針糸(6-0、8-0)

腸管縫合・吻合トレーニング



配備物品 腸管モデル(数種)、持針器、鑷子、剪刀、縫合針糸(3-0、4-0、6-0)

初回ご利用時は機材のご案内をいたしますので、17 時までに来室ください。(17 時以降を希望の場合はお電話ください)

場所/センチュリータワー南 11 階

利用時間/平日 9:00-21:00

お問合せ/内線:2813

Medical Technology & Simulation Center

メディカルテクノロジー・シミュレーションセンター